



MiniMe®2

Pediatriesch nasaal NPPV masker



Intensive Care • Patiëntinterfaces



MiniMe®2

Met AIR^ogel[®] technologie

Het MiniMe®2-masker is een nasaal disposable NPPV masker voor gebruik in de ziekenhuis- of thuiszorgomgeving. MiniMe®2 is verkrijgbaar in twee maten, beide met vented en non-vented opties.

Het MiniMe®2 masker is ontworpen voor kinderen van 2-12 jaar en beschikt over AIR^ogel[®] met Advanced Cushion Technology™, waarmee het uw kleinste patiënten de ultieme pasvorm en maximaal comfort biedt.

Op maat gemaakte technologie

De shell en de cuff van het masker kunnen eenvoudig worden gevormd om aan de individuele behoeften te voldoen. Eenmaal vast, zal hij zijn positie behouden



AIR^ogel[®]

De AIR^ogel[®] maakt van de MiniMe®2 een zacht passend masker

Touchless Spacebar™

Uniek ontwerp elimineert elk contact met het voorhoofd van de patiënt

Maataanduiding

De maskers zijn beschikbaar in twee maten; small/medium en medium/large

Advanced Cushion Technology™


De ergonomische kussentechnologie levert een effectieve afdichting voor de meest comfortabele pasvorm

Vented en Non-vented versies beschikbaar

voor CPAP en bilevel therapie bij kinderen

360°roterend hoekstuk

voor optimale slangpositionering en eenvoudigere mobiliteit



Code	Omschrijving	Kleurcodeerd hoekstuk	Doos hoeveelheid
De onderstaande maskers dienen te worden gebruikt met enkelvoudige slangsystemen die geen CO ₂ -lekpoort bevatten			
2370000	MiniMe®2 Pediatrisch nasaal NIV-masker, vented, small/medium	○	10
2371000	MiniMe®2 Pediatrisch nasaal NIV-masker, vented, medium/large	○	10
De onderstaande maskers dienen te worden gebruikt met enkelvoudige slangsystemen die een CO ₂ -lekpoort bevatten			
2270000	MiniMe®2 Pediatrisch nasaal NIV-masker, non-vented, small/medium	●	10
2271000	MiniMe®2 Pediatrisch nasaal NIV-masker, non-vented, medium/large	●	10

Vervangende headset voor small/medium MiniMe®2

Code	Omschrijving	Doos hoeveelheid
2274000	55048 Hoofdharnas	20

Vervangend hoofdharnas voor medium/large MiniMe®2

Code	Omschrijving	Doos hoeveelheid
2275000	EZ Fit hoofdharnas	20

Doe een aanvraag

MiniMe®2 en AIR^ogel[®] zijn gedeponeerde handelsmerken van Sleepnet Corporation.

Touchless Spacebar en Advanced Cushion Technology zijn handelsmerken van Sleepnet Corporation.

Denk na voordat je gaat printen
Bespaar energie en papier. Als u deze informatiesheet moet afdrukken, druk het dan dubbelzijdig af.

IS1.49 NL • Issue 1 02.19



Intersurgical Benelux B.V. Vluchttoord 28, 5406 XP, Uden, Nederland

T: +31 (0)413 243 860 F: +31 (0)413 243 869 info@intersurgical.nl www.intersurgical.nl